

AUGUSTS 2025



A i - M o t o r
Black / Red endomotors



Woodpecker Yoshi AI Endo motor ir **spēcīgākais, vienmērīgākais un viedākais bezsuku endomotors**, kas šodien ir pieejams endodontijas tirgū.



Ar nepārspējamu jaudu (līdz 2500 apg./min) un stabile, precīzu spēka apgriezienu (*torque*) momenta izvadi.



Nodrošina precizitāti, ātrumu, un komfortu sakņu kanālu sagatavošanā.



Iebūvēts apex lokators un T-mode – funkcija ielauztu failu izņemšanai.

Akcijas cena

950,00 €

cena ar PVN

Standarta cena

1325,00 €

cena ar PVN

O Star Pro LED polimerizācijas lampa

7 darba režīmi

Viegla

Plaisu detektors

Jaudīga

360 grādu rotējošs uzgalis

Metāla korpuss

Kariesa noteikšanas režīms

Prettriecienu aizsardzība



Woodpecker O-Star Pro ir jaunākā versija no populārās Woodpecker plaša spektra LED gaismas polimerizācijas lampu sērijas **O-Star**. Šis modelis saglabā visas iepriekšējā O-Star priekšrocības, taču piedāvā arī vairākus nozīmīgus uzlabojumus.

1

Uzlabots vienmērīgs staru kūlis

O-Star Pro izmanto 29 zilus un purpura LED čipus, kas izvietoti jauktā un pārklājošā rakstā, nodrošinot vienmērīgu gaismas sajaukšanos. Šis unikālais dizains novērš nevienmērīgus apgaismojuma plankumus un tumšās zonas.

Vienmērīgais staru kūlis nodrošina pilnīgu fotoiniciatoru reakciju materiālā, uzlabojot kompozītmateriāla sacietēšanas kvalitāti. O-Star Pro starojuma leņķis ir tikai 10,8 grādi, kas ļauj gaismai labāk iekļūt dziļāk materiālā, padarot šo modeli īpaši piemērotu:

- netiešām restaurācijām;
- ortodontisko brekešu polimerizēšanai;
- citām polimerizācijas procedūrām.

2

Mazāks karstums maigākai kopšanai

O-Star Pro piedāvā jaunu impulsveida izstarojuma režīmu, kas ģenerē mazāk siltuma, vienlaikus nodrošinot cietēšanas dziļumu virs 3 mm tikai 5 sekunžu laikā.

Šajā režīmā radītais siltums tiek samazināts par aptuveni 20%, salīdzinot ar pastāvīga starojuma režīmu.

Akcijas cena

950,00 €

cena ar PVN

Standarta cena

1325,00 €

cena ar PVN

AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025



O-Star LED polimerizācijas lampa

- bezvadu
- 6 darba režīmi
- plaisu dektors
- kariesa noteikšanas režīmu
- OLED ekrāns
- Pateicoties maza izmēra galvai viegli sasniegt sānu zobus
- Nodrošina kvalitatīvu un dziļu polimerizācijas efektu

Akcijas cena

384,00 € ar PVN

Regulārā cena

484,00 € ar PVN

AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025



WOODPEX V apex lokators

- mūsdienīgs dizains
- krāsains LED monitors
- stabils
- spēcīga prettraucējumu funkcija
- radiofrekvenču tehnoloģija norāda precīzu failes trajektoriju
- precīzi rezultāti arī tad, ja kanāls nav pilnībā iztīrīts

Akcijas cena

299,00 € ar PVN

Regulārā cena

399,00 € ar PVN

Woodpex X īpaši precīzs apex lokators

- augsta mērījumu precizitāte
- uzlabota daudzfrekvenču mērīšanas tehnoloģija
- automātiskā kalibrēšana,
- LCD displejs
- ergonomisks

Woodpex X Apeks lokators ir mūsdienīga zobārstniecības ierīce ar MHN režīmu, kas paredzēta precīzai sakņu kanālu darba garuma noteikšanai endodontisko procedūru laikā.



Akcijas cena
330,00 € ar PVN

Regulārā cena
450,00 € ar PVN

AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025

Fi-E & Fi-P obturācijas sistēma balta / melna



Akcijas cena
790,00 € ar PVN

Regulārā cena
1060,00 € ar PVN

AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025

Fi-P plugeris obturācijas sistēmai

FI-P plugeris un FI-G horizontālās kondensēšanas ierīce 3D obturācijai nodrošinās vislabāko sakņu kanālu pildīšanu.

Uzsilšana 0,2s karsēšana un kušana tikai 15s.

Augstas precizitātes temperatūras kontrole.

Akcijas cena
500,00 € ar PVN

Regulārā cena
600,00 € ar PVN



AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025



Akcijas cena
500,00 € ar PVN

Regulārā cena
600,00 € ar PVN

Fi-E bezvadu vertikālās kondensēšanas ierīce 3D obturācijas sistēmai

- Bezvadu pildspalva un lokāms, 360° uzgalis maksimālai sniedzamībai.
- Divu pogu injekcija: Vienkāršai lietošanai visos leņķos.
- Caurspīdīgs indikatora displejs parāda atlikušo GP daudzumu.
- Caurspīdīga "Sildīšanas" indikatora lampiņa.
- Vairāki siltuma un injekcijas ātruma iestatījumi.
- Pašattīrīšanās atlikumi, gatavi jaunas GP ievietošanai.
- Automātiski atiestatās, gatavs jaunas GP ievietošanai.
- Komplektā ietilpst 2 akumulatoru komplekti
- 5 iepriekš iestatītas temperatūras: 100C, 120C, 150C, 180C, 200C
- 3 injekciju ātrumi: lēns, vidējs, ātrs
- Galvenās ierīces akumulators: 2000mAh

AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025

i-Sensor H1, H2 sensors

Augstas izšķirtspējas attēlveidošana ar 25lp/mm teorētisko izšķirtspēju.

Woodpecker i-Sensor ir izstrādāts, lai vienkāršotu intraorālo attēlveidošanas procesu, nodrošinot augstas izšķirtspējas attēlus ar vieglumu un precizitāti.

Īpaši plānais dizains nodrošina ērtu novietošanu, savukārt uzlabotā CMOS tehnoloģija nodrošina izcilus diagnostikas attēlus.

Pilnībā saderīgs ar lielāko daļu zobārstniecības praksēs lietotajām programmatūrām.

Pieejamie izmēri: H1, H2

Akcijas cena H1	Akcijas cena H2
999,00 € ar PVN	1299,00 € ar PVN
Regulārā cena H1	Regulārā cena H2
1380,00 € ar PVN	1570,00 € ar PVN



AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025

Silikona aizsargapvalki sensoriem N1 un N2

Aizsardzība:

Aizsargā RVG sensorus no skrāpējumiem, putekļiem un mitruma, saglabājot to funkcionalitāti.

Higiēna:

Kalpo kā barjera, lai novērstu piesārņojumu uzglabāšanas un transportēšanas laikā, saglabājot sensora tīrību.

Ērta saderība:

Mīksts silikona dizains atbilst sensora formai, nodrošinot ciešu un drošu aptveršanu.

Lietošanas ērtums:

Ātri un viegli uzliekams un noņemams, atvieglojot efektīvu lietošanu zobārstniecības procedūru laikā.

Saderība:

Izstrādāts, lai atbilstu dažādiem RVG sensoru modeļiem, nodrošinot daudzpusīgu lietošanu.

Komplektācija:

1 gab.

Akcijas cena

19,00 € ar PVN

Regulārā cena

28,00 € ar PVN



AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025



LED H ORTHO polimerizācijas lampa

- bezvadu
- īpaši izstrādāta ortodontijai
- 3 sekundēs polimerizē brekešu kompozītus
- īsi, jaudīgi cikli bez pārkaršanas
- nepārtraukts darbs ar nemainīgu intensitāti pilnīgai kompozītu polimerizācijai
- viegli lietojama
- uzlādējams akumulators, ko var nomainīt
- metāla korpuss
- ar inteligentu dzesēšanas sistēmu, kas novērš pārkaršanu pēc ilgstoša darba
- ieliektais gaismas vads ļauj viegli sasniegt jebkuru zobu un vertikāli polimerizēt jebkurā leņķī.

Akcijas cena

189,00 € ar PVN

Regulārā cena

245,00 € ar PVN

AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025



iLed II polimerizācijas lampa

Bezvadu LED polimerizācijas lampa ar pievilcīgu dizainu, kas, pateicoties tās vieglajam svaram, ergonomiskajai formai un 360° galvas rotācijai, nodrošina maksimālu darba komfortu.

Ar nepieredzētu polimerizācijas ātrumu.

Tā var polimerizēt 2 mm kompozīta vienā sekundē, padarot iLED par ātrāko savā klasē.

Akcijas cena

210,00 € ar PVN

Regulārā cena

265,00 € ar PVN

AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025

WJ-45TL

Mikromotora paātrinātais uzgalis ar LED optiskās mikrošķiedras gaismu 1:5
Pielāgojams MT2/MT3, vācu keramikas gultņi.


- mini galviņa (13,7 x 8,7),
- iekšējā gaisa ūdens dzesēšana,
- kompakts korpuss,
- leņķveida dizains,
- uzlabota manevrēšanas ērtība,
- liels apgriezīu spēks
- precīza ātruma kontrole, lai novērstu traumas.
- 4 atveru izsmidzināšana,
- ideāli piemērots zobu preparēšanai.

Akcijas cena

338,00 € ar PVN

Regulārā cena

450,00 € ar PVN



AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025

AP-H Airpolisher

- Sodas strūklas uzgalis ar subgingivālo režīmu
- Ērts, tīrs, viegls, viegli tīrāms
- Ar ražotāja patentētu dizainu, gudrāks un efektīvāks
- Supragingivāls un subgingivāls režīms — divi vienā

Akcijas cena
360,00 € ar PVN

Regulārā cena
490,00 € ar PVN



AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025

Woodpecker TFRK ielauztu failu izņemšanas komplekts

Woodpecker TFRK File Removal Kit ir specializēts instruments salauztu vai ielauztu failu izņemšanai sakņu kanālos. Šis komplekts piedāvā inovatīvu risinājumu sarežģītām endodontiskām problēmām.



Akcijas cena

850,00 € ar PVN

Regulārā cena

1100,00 € ar PVN

**NEATŅEMAMS PALĪGS SAREŽĢĪTĀS
ENDODONTISKĀS SITUĀCIJĀS!**

AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025



Akcijas cena

179,00 € ar PVN

Regulārā cena

240,00 € ar PVN

WJ-11L mikromotora uzgalis 1:1 ar LED mikrošķiedras gaismu

Woodpecker WJ-11L mikromotora uzgalis ir izstrādāts, lai nodrošinātu izcilu veiktspēju dažādās zobārstniecības procedūrās. Saderīgs ar vairumu zobārstniecības praksēs izmantojamo urbju.

Ideāli piemērots procedūrām, kur nepieciešams nemainīgs un precīzs ātrums. Nodrošina optimālu apgaismojumu, uzlabojot redzamību procedūru laikā. Izgatavots no izturīgiem materiāliem, kas nodrošina ilgu kalpošanas laiku.

Tehniskie parametri:

Pārnesuma attiecība: 1:1

Maksimālais ātrums: 40 000 min⁻¹

Apgaismojums: LED

Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds

Uzgaļu diametrs: 2,35 mm

AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025

WOODPECKER R1 Plus Gutta Percha griezējs


Gutaperčas tapu apgriešana ar gludu un līdzenu griezuma virsmu.

Lāzera marķējums garantē noturīgas un neizbalējošas atzīmes.

Izgatavots no alumīnija sakausējuma, var autoklāvēt, ir viegls un nerūsē.

Akcijas cena
47,00 € ar PVN

Regulārā cena
65,00 € ar PVN



AUGUSTS 2025



Akcijas cena
235,00 € ar PVN

Regulārā cena
285,00 € ar PVN



HP-22 turbīnas uzgalis ar optiskās šķiedras LED apgaismojumu (priekš KAVO)

Woodpecker HP sērijas zobārstniecības turbīna piedāvā modernākos tehnoloģiskos risinājumus, lai maksimāli efektīvi atbalstītu zobārsta darbu.

Austenīta nerūsējošā tērauda korpuss ir izturīgs un garantē ilgu kalpošanas mūžu, bet trīskāršā izsmidzināšanas sistēma nodrošina 360° dzesēšanu.

Rievotais dizains nodrošina ērtu satvērienu, savukārt pastiprinātā priekšējā galva – labāku triecienizturību.

Vācu keramikas gultņi nodrošina lielāku nodilumizturību un ilgāku kalpošanas laiku.

Pilnībā noslēgtā fiksēšanas sistēma ir pasaulē pirmā patentētā tehnoloģija, kas novērš krustenisko piesārņojumu.

Tehniskie parametri:

Patronas izmērs: 11,2 x 13,1 mm

Nepieciešamais gaisa spiediens: 0,22–0,27 MPa

Nepieciešamais ūdens spiediens: 0,08–0,2 MPa

Apgriezienu skaits: 280 000–450 000 apgr./min

Savienojums: četru atveru Midwest

LED mikrošķiedras optiskais apgaismojums

AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025

Woodpecker skeileru uzgaļi



**P1 perio skeileru
uzgalis (EMS)**

20,00 € ar PVN



**P3 perio skeileru
uzgalis (EMS)**

20,00 € ar PVN



**A1 skeileru uzgalis
LM 37/Amdent**

25,00 € ar PVN



**A2 skeileru uzgalis
LM39/Amdent**

25,00 € ar PVN



**G1 skeileru uzgalis
zobakmens
noņemšanai (EMS)**

20,00 € ar PVN



**G2 skeileru uzgalis
zobakmens
noņemšanai (EMS)**

20,00 € ar PVN



**G3 skeileru uzgalis
zobakmens
noņemšanai (EMS)**

20,00 € ar PVN

Pārējos Woodpecker skeileru
uzgaļus skatīties katalogā



AUGUSTA | SEPTEMBRA AKCIJAS 2025



LED lampu aizsargplēves

Tehniskā specifikācija

- Krāsa: caurspīdīga
- Materiāls: mīksta, izturīga polimēra plastmasa
- Izmērs: 3,8 x 25 cm
- Iepakojums: 100 gab. / kastē

Cena

18,50 € ar PVN

Pārējos Woodpecker produktus skatīties katalogā



Pasūtījumiem un kontaktinformācijai:

Vita Šustere, projektu vadītāja

☎ 29178505 ; 20040558

✉ vita.sustere@amedical.eu



**Saņemt preci birojā – Varkaļu ielā 13A, Rīga,
var bez maksas.**

**DPD Pick up – Latvijas teritorijā sūtījumi
līdz 20 kg piegāde 3.50 eiro, nepārsniedzot
sūtījuma izmēru 61x44x37 cm.**

**Pasūtījumiem sākot no 100 eiro piegāde visā
Latvijā būs bez maksas.**

**Pārējie produkti mūsu mājaslapā un
katalogā.**

**Papīra formāta katalogu, lūdzu, jautāt
individuāli.**

**Sakarā ar piegādātāju cenu izmaiņām,
katalogā norādītās cenas var mainīties.**

SIA "A.Medical"
Varkaļu iela 13A, Rīga
LV-1067
Tālr.: +371 80703003

www.amedical.eu

**Pie mums var nopirkt arī
zobārstniecības preces, kas nav
katalogos – 3M, Kulzer, Dentsply,
GC, Ceramed LM instrumentus
un citu ražotāju materiālus.**



**Dentsply
Sirona**

